



Checklista innan utlämning av MTP till patienten/personal

Kontrollera att:	Ja/Nej/Åtgärd
Bromsar fungerar	
Höjning/sänkning fungerar	
Ev. laddare finns med	
Det inte saknas några tillbehör	
Skruvar är åtdragna	
Ev. rengöring behövs	
Ev. märkning med pat. namn	

Innan Du lämnar ut produkten/hjälpmidlet till personalen:

Kontrollera att:	OK
Du har informerat personalen till vem hjälpmidlet ska användas	
Du har lämna muntlig och skriftlig instruktion om användning och skötsel	